

ORCA 傷病名転帰一括更新システム

Ver-01.01.000

和幸システム株式会社

はじめに

ORCA 傷病名転帰一括更新システム（以下、本システムと略す）は、ORCA の患者傷病データの転帰を一括で設定するシステムで、急性や疑い病名などの転帰漏れに対して有効です。

起動と終了

起動は、プログラムメニューから、ORCA 傷病名転帰一括更新を起動して下さい。

終了は、メイン画面の終了ボタンをクリックして下さい。


ライセンスの登録

本システムは、ライセンス登録を行わないと、一定期間経過後は、使用できなくなります。

次の画面が表示されたら、オンライン申請をクリックして下さい。

試用する場合は、あとで登録をクリックして業務を開始して下さい。

ライセンスを登録する場合は、ライセンス登録欄に指定の内容を入力後、ライセンス登録をクリックして下さい。



オンライン申請の画面です。インターネット経由で登録画面が表示されますので、必要事項を記入して、送信ボタンをクリックして下さい。

ライセンス登録のご案内メールをお送りしますので、その内容に従って下さい。

ORCA 傷病名転帰一括更新 申請

下記のフォームに入力後、送信ボタンをクリックして申請下さい。購入方法のメールお送り致します。
ご入金確認後、購入パスワードを送付致します。
個人情報に関しては、当社内で厳重管理し、第三者に公表することはありません。

尚、フリーメールのアドレスでの申請は、お断りしております。

必要項目を入力し、送信ボタンを押して下さい。(※の部分は必須項目)		
ユーザー情報 ※	F7U9B2E18ABD100ZC	(このまま変更しないで下さい)
ふりがな ※ 全角ひらがなで指定	<input type="text"/>	
ご担当者氏名(漢字)※	<input type="text"/>	
E-Mailアドレス ※ 全て半角で指定	<input type="text"/>	
医療機関名※	<input type="text"/>	

メイン画面

本システムのメイン画面です。終了ボタンをクリックすると業務を終了します。

最大化を行うとご使用のマシンの表示領域に応じて拡大されますので、検索結果の一覧性が向上します。

The screenshot shows the 'ORCA 傷病名転帰一括更新' (ORCA Injury/Disease Name Outcome Bulk Update) window. It features a menu bar with 'ファイル(F)', 'ツール(T)', and 'ヘルプ(H)'. The search criteria section includes '開始日' (Start Date) set to 2017/11/14, 'から' (From) set to 2017/11/14, and '外来/入院' (Outpatient/Inpatient) status. There are checkboxes for '急性病名で転帰なし' (No outcome for acute disease name) and '疑い病名で転帰なし' (No outcome for suspected disease name), and a '病名' (Disease Name) field with a '参照' (Reference) button. The search mode is set to 'OR', and there is a 'レセプト表示期間' (Recept display period) field. A '検索(S)' (Search) button is present. The results table has columns for '患者番号' (Patient No.), '氏名' (Name), '性' (Sex), '病名' (Disease Name), '開始日' (Start Date), '主病' (Main Disease), '急性/疑い' (Acute/Suspected), and '表示' (Display). On the right side, there are buttons for '終了(X)' (End), '転帰' (Outcome) dropdown, '転帰日' (Outcome Date) set to 2017/11/14, '選択更新(U)' (Update Selected), '全更新(U)' (Update All), and 'CSV出力(O)' (Export CSV).

初回起動時の ORCA 設定

初回起動時または ORCA と接続ができない場合、ORCA の情報を登録する必要があります。

手動で実行する場合は、メイン画面のツールメニューの ORCA 設定をクリックします。

ORCA の主サーバーの IP アドレスと、患者番号の桁数、PostgreSQL のユーザー名とパスワードを指定します。

指定後、保存をクリックします。従サーバーに関しては、現在使用していません。

The screenshot shows the 'ORCA接続設定3' (ORCA Connection Settings 3) dialog box. It has a '仕様設定' (Specification Settings) section with the following fields: '主サーバーのIPアドレス' (Main Server IP Address) set to 192.168.1.69, '従サーバーのIPアドレス' (Secondary Server IP Address) field, '患者番号の桁数' (Number of digits of patient number) set to 6, 'ユーザー名' (Username) set to orca, and 'パスワード' (Password) field. There are '保存(S)' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons on the right.

検索条件の指定

検索条件を指定し、検索ボタンをクリックします。無条件で検索も可能ですが、時間がかかる場合があります。開始日は、期間で指定します。外来入院は、病名の付加情報が対象ですので、通常は未指定です。

急性病名で転帰なしと疑い病名で転帰なしにチェックすると該当データを検索します。

直接病名を指定することも可能です。病名マスタから参照する場合、参照ボタンをクリックします。

病名には、ワイルドカード文字として%が使用できます。%がない場合は一致になります。

使用例) 急性% 急性で始まる病名が対象 %胃腸% 胃腸が含まれる病名が対象
%合併症 合併症で終わる病名が対象

この3つに関しては、OR条件です。

レセプト表示期間は、一致する月数のデータを表示します。

ORとANDの指定は、急性・疑いの転帰なし・病名とレセプト表示期間の関係を指定します。

条件を指定したら、検索をクリックします。

患者番号	氏名	性	病名	開始日	主病	急性/疑い	表示
00041	エヒメ 患者	女	アイザック症候群	H24/09/01		疑い	転帰
00038	大分 患者	女	急性気管支炎	H24/09/01		疑い	
00033	熊本 たろう	男	急性胃炎	H27/02/12		急性	
00051	熊本 乳幼児1	男	急性胃炎	H24/10/01		急性	
00011	国保 乳幼児	女	気管癌	H24/02/07		疑い	
00053	阪口 乳幼児	女	急性気管支炎	H24/10/03		急性	
00001	テスト 患者2	男	急性気管支炎	H24/01/18		急性	
00001	テスト 患者2	男	胃アノキサス症の疑い	H24/11/28		疑い	
00009	テスト 熊本	女	アーガイル・ロバートソン瞳孔	H24/08/01		疑い	
00009	テスト 熊本	女	急性胃炎	H28/09/02		急性	
00009	テスト 熊本	女	大腸癌	H28/09/02		疑い	
00052	乳幼児 不具合	男	急性上気道炎	H24/10/20		急性	
00014	山田 優	女	急性気管支炎	H24/09/20		急性	
00014	山田 優	女	アレルギー性鼻炎	H24/10/02		疑い	

転帰 設定する転帰を選択します。

転帰日 設定する転帰日を選択します。

選択更新 選択しているデータ（反転させている）に、転帰と転帰日を書き込みます。


全更新 表示されているデータ全てに、転帰と転帰日を書き込みます。
やり直しは、できませんので、注意して下さい。

病名マスタの参照指定

病名を指定する場合に、病名マスタから選択してすることが可能です。参照ボタンをクリックします。

修飾語、病名、接尾語で検索を行って下さい。指定した文字の先頭一致か含むで検索できます。

選択して、転記をクリックして候補を決定してください。決定ボタンをクリックすると、選択した病名をメイン画面の病名欄に転記し、この画面を閉じます。




検索結果のCSV出力

検索結果をCSV形式（カンマ区切り）で、出力することが可能です。

このファイルは、MS-EXCEL や宛名ソフト等で読んで、自由に加工することが可能です。

CSV出力をクリックすると、ファイルの保存場所の指定画面が表示されます。指定して保存して下さい。



エラーに関して

本システムは、十分なテストのもとに出荷しておりますが、想定しないケースでエラーが発生することもあります。万一エラーが発生した場合は、そのエラーメッセージや行っていた操作等を記録して、お問い合わせ下さい。内容をお聞きし、対応を行います。

最新バージョンの提供

最新のバージョンを確認する場合は、ヘルプメニューのバージョンアップ確認をクリックします。

最新のバージョンが提供されていない場合は、次の表示があります。



最新のバージョンが提供されている場合は、更新確認の画面が表示されますので、必要時は、はいをクリックします。



その他

機能の追加等に関しては、随時受け付けております。内容によって、別途有料で対応の場合もありますが、検討して対応をご連絡します。

以下余白